

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：技士 陳佩儀
電話：04-22220655分機3307
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國114年9月22日
發文字號：局授衛食藥字第1140119734號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：轉知有關科舉顧問股份有限公司之「“理諾珐”迷走神經刺激治療系統脈衝產生器(衛部醫器輸字第036507號)」醫療器材自發性回收一案，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：


- 一、依據新北市政府衛生局114年9月19日新北衛食字第1141874345號函辦理。
- 二、案係旨揭產品因原廠發布自願性的醫療器材安全警訊通報，發現內部機械啟動元件的問題，少數Model 1000和1000-D產生器之簧片開關元件可能會卡在關閉位置，導致刺激無法啟動，故啟動回收。
- 三、復經旨揭公司釐清國內受影響之型號：Model 1000，批號：364740、367110、367112、367324、367322、368947、368966、355995、356251、372481、372482、372483、402175、402229、402230、402623、402639、402641、402643、402644、407220、407222、407226、

407283、407284、407286、407288、407439、407440、
407446、407465、407468。

四、為保障民眾使用醫療器材安全，請惠予轉知所屬會員，如
有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事
宜。

正本：臺中市醫療器材商業同業公會、社團法人臺中市大臺中藥師公會、社團法人臺中
市藥師公會、台中市藥劑生公會、臺中市第一藥劑生公會、社團法人臺中市大臺
中醫師公會、社團法人臺中市醫師公會、台中市診所協會、臺中市大臺中診所協
會、臺中市台中都診所協會

副本：



裝



訂

線